

Schritt 1:

Mit einem dermatologischen Stift markiert Ihr Arzt den mit der **Rhenium-SCT®** zu behandelnden Hautbereich.



Schritt 2:

Über diesen Bereich wird eine Spezialfolie aufgeklebt, auf die der **Rhenium-188-Compound** aufgebracht wird und anschließend auch wieder abgenommen werden kann.



Der **Rhenium-188-Compound** wird anschlie-

ßend mithilfe des Applikators auf den markierten Hautbereich aufgetragen.

Schritt 3:

Die Behandlung dauert ab diesem Punkt etwa 45 bis 180 Minuten. Die Spezialfolie mit dem ausgehärteten **Rhenium-188-Compound** wird nach der Behandlung entfernt.



Eine spezielle Nachsorge ist in der Regel nicht notwendig.

Der Heilungsprozess beginnt. Die abgetöteten Tumorzellen werden vom Körper entsorgt und durch gesundes Gewebe ersetzt.

In den allermeisten Fällen ist nur eine Behandlung notwendig. Eine Wundheilung tritt nach ca. 30 - 180 Tagen ein.

Rhenium-SCT®



einmalig



schmerzfrei




ästhetisch

Haben Sie noch weitere Fragen?

Dann kontaktieren Sie uns unter: +49 89 3266733-0
oder per Mail unter: info@oncobeta.com

Ihr nächstes **Rhenium-SCT®** Therapiezentrum:



OncoBeta® GmbH
Schleißheimer Strasse 91
85748 Garching
DEUTSCHLAND
Tel: +49 89 3266733-0
Fax: +49 89 3266733-99
info@oncobeta.com
www.oncobeta.com



Rhenium-SCT®
einmalig - schmerzfrei - ästhetisch

Version: F, 11.03.2021

Patienteninformationsbroschüre

Behandlung des hellen Hautkrebs mit der **Rhenium-SCT®**



einmalig



schmerzfrei



ästhetisch

Bringing back
Quality of Life.

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihr behandelnder Arzt hat bei Ihnen eine Art von „hellem Hautkrebs“ festgestellt.

Zunächst die gute Nachricht: diese Formen des Hautkrebs sind, wenn sie rechtzeitig erkannt werden, gut zu behandeln. Im persönlichen Gespräch hat Sie Ihr Arzt bereits über die Entstehungsursachen und die unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten, sowie deren Vor- und Nachteile informiert. Sollten Sie noch Fragen haben, sprechen Sie ihn gezielt darauf an. Lassen Sie keine Ihrer Fragen unbeantwortet.

Neben dieser Broschüre bieten wir Ihnen einen Patientenservice unter folgender Adresse an:

www.heller-hautkrebs.info

Ihr Arzt hat Ihnen diese Broschüre überreicht, weil er Sie zusätzlich zu seinem Aufklärungsgespräch über die Therapie mit dem Namen:

Rhenium-SCT® (SCT = Skin Cancer Therapy/Hautkrebstherapie)

informieren möchte.

Im Folgenden werden wir Ihnen diese Behandlung vorstellen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Besserung!

Ihr Patienten-Service-Team

ONCOBETA®



Rhenium-SCT®

einmalig - schmerzfrei - ästhetisch


Was ist Rhenium-188?

Rhenium-188 ist ein Isotop, welches kontinuierlich zerfällt und dabei sogenannte Betastrahlung abgibt.

Die therapeutische Reichweite der Betastrahlung im Gewebe ist sehr kurz und beträgt zwischen 2 - 3 mm. Darum eignet sich **Rhenium-188** sehr gut zur gezielten, lokalen Behandlung von oberflächlichen Hautkrebsarten, wie etwa dem hellen Hautkrebs.

Ziel der **Rhenium-SCT®** ist es, ohne Operation, in einem schmerzfreien Verfahren das Tumorgewebe lokal und gezielt abzutöten.

Die medizinische Wirkung der **Rhenium-SCT®** basiert dabei auf der lokalen direkten zellzerstörenden Wirkung der Betastrahlung, welche sowohl den lokalen Zelltod und lokale Reaktionen des körpereigenen Abwehrsystems auslösen.



Querschnitt der Haut



Vorher

Nachher

Wie läuft die Rhenium-SCT® ab?

Damit das **Rhenium-188** zielgenau über dem Tumor aufgetragen werden kann, wurde es in einem zunächst flüssigen Kunststoff (Compound) gebunden.

Bei der **Rhenium-SCT®** werden spezielle mit **Rhenium-188-Compound** gefüllte, vorgefertigte Carpoulen mit Pinsel verwendet.

Die Carpoulen werden in einen speziellen Applikator geladen.

Der zu behandelnde Hautbereich wird zuerst mit einer Spezialfolie abgeklebt.

Über eine mechanische Dosierung kann der Arzt während der **Rhenium-SCT®** die Menge des aufzutragenden **Rhenium-188-Compound** gezielt steuern und punktgenau über dem Tumor auftragen.



Carpoulen gefüllt mit **Rhenium-188-Compound**



Der mit einer Carpoule geladene Applikator



Auftragen des **Rhenium-188-Compounds** mit dem Applikator